



EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"



AGITADOR MAGNETICO 79-1

Velocidad modulación: 0-1400Rpm
Evaluación térmica: 300W
Cara activa: Φ 120mm
Fuente de alimentación: 110V 50HZ
Dimensiones externas:
290X170X110(mm)



AGITADOR MAGNETICO SH-2

Voltaje 110V/60Hz
Potencia de calefacción: 180W
Capacidad máx. agitación: 500ml
Rango de Temperatura: \sim 100°C
Tamaño plato calentamiento:
118X118mm
Velocidad de Agitación: 0-1600Rpm



AGITADOR MAGNETICO SH-3

Voltaje 110V/60Hz
Potencia de calefacción: 500W
Capacidad máx. agitación: 1000ml
Rango de Temperatura: \sim 100°C
Tamaño plato calentamiento:
170X170mm
Velocidad de Agitación: 0-1600Rpm



AGITADOR MAGNETICO JB-2

Velocidad de modulación: Comienzo \sim 1250Rpm
Alcance Cont. Calent.: Temp. ambiente \sim 100°C
Precisión Controles calentamiento: \pm 1°C
Superficie de trabajo (diámetro): Φ 140mm
Grado termal: 400W



AGITADOR MAGNETICO 85-2

Velocidad de modulación: comienzo-1400Rpm
Alcance Cont. Calent.: Temp. ambiente \sim 100°C
Precisión Controles calentamiento: \pm 1°C
Superficie de trabajo (diámetro): Φ 120mm
Grado termal: 200W
Fuente de alimentación: 110V 50Hz
Tamaño de la perspectiva: 240X170X110(mm)