



EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

ESTEREOMICROSCOPIO PROCET SCIENTIFIC "ACUARIUS"



3 AÑOS DE GARANTIA

ACUARIUS

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Oculares WF10X campo amplio.
- Graduación de distancia interpupilar 55-75mm
- Ajuste de dioptrías +/- 5dp
- Ajuste para objetivo ZOOM 1x-4x
- Ajuste Macro métrico
- Luz transmitida y reflejada.
- Lámpara halógena 12v/10w
- Graduación de intensidad lumínica.
- Porta objetos en vidrio y mixta blanco y negro.
- Pinza prensa muestras.
- Cable de Poder.

ESTEREOMICROSCOPIO PROCET SCIENTIFIC "GLASS"



3 AÑOS DE GARANTIA

GLASS

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptría ±5dp
- Oculares WF10X /Ø23mm
- Graduación de distancia interpupilar 55-75mm.
- Luz incidente con ajuste de iluminación.
- Producto con aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Magnificación total 7.5X-50X
- Diámetro de campo visual Ø33—Ø5
- Zoom 1:6.7
- Distancia de trabajo de 113mm
- Rango de enfoque de 80mm
- Lux de luz LED incidente: 6800 lux
- Lux de luz LED transmitida: 2100 lux