



EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

ESTEREOMICROSCOPIO PROCET SCIENTIFIC "OPEL"



OPEL-20X

- Cabezote binocular
- Base y cuerpo metálico
- Pintura Horneable
- Objetivo acromático de 2X o 4X
- Regulación de la distancia interpupilar (52 a 75mm)
- regulación Dióptrica (H-5) y regulación de precisión de enfoque
- Iluminación de luz incidente
- Bombilla halógena
- Ajuste macrométrico con perilla y cremallera
- Plato porta objetos y pinzas para asegurar
- Adaptador de corriente

3 AÑOS DE GARANTIA

ESTEREOMICROSCOPIO PROCET SCIENTIFIC "URANO"



URANO

- Juego de oculares campo amplio WF 10X
- Rango de Magnificación 20X – 40X
- Cabezote binocular inclinado a 45º, 360º de rotación y ajuste interpupilar
- Objetivos de 2X y 4X, intercambiable por rotación.
- Ajuste de dioptrías en uno de los oculares
- Luz eléctrica incidente y transmitida
- Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera
- Pinza porta muestras

3 AÑOS DE GARANTIA