



EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

CUBETA DE ONDAS UNIVERSAL

CONTENIDO

- Adaptador para fuente vibradora de 110 voltios.
- Base triangular X-1 en hierro
- 4 Bases tubulares de 30cmx3/4
- 2 bolas de icopor N°3
- Cubeta plástica azul fondo transparente
- Espejo 40x 35x 3mm
- Estroboscopio manual
- Estuche de madera con espuma de alta densidad para alojar el contenido
- Generador de ondas de 3 puntos



- Generador de ondas planas
- Gotero plástico
- Jeringa de 10ml
- Lámpara de proyección
- Manual de experimentación con fotografías de cada experiencia
- Nuez o pinza para sujeción fija doble N-4011c

- Oscilador (vibrador) electrónico con regulador de frecuencia
- Pantalla blanca 2 orificios 42x32cm
- Placa en L un lado ranurado
- Placa refractora ondas cóncava convexa
- Placa refractora bicóncava y biconvexa

- 2 placas refractoras trapezoidales
- Placa refractora triangular
- 4 tornillos cabeza plástico
- Varilla cromada de 45cmx3/8
- Varilla cromada de 90cm (en dos partes).