



## EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

### MICROSCOPIO BINOCULAR PROCET SCIENTIFIC "AUDAX"



PROCET  
SCIENTIFIC

3 AÑOS DE GARANTIA

#### AUDAX

- 2 Juegos de oculares campo amplio WF 10X y WF 16X
- Rango de Magnificación 40X a 1600X
- Cabezote binocular con inclinación de 45°
- 360° de rotación y distancia interpupilar de 55-75mm.
- 4 Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X (s-aceite)
- Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- Estativo de 110x 120 mm.
- Carro mecánico escala Vernier 35 x 80mm
- Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm
- Condensador NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y portafiltros.
- Iluminación halógena 6V/20W, graduación de intensidad
- Ajuste micrométrico con perilla.
- Ajuste macrométrico con perilla.
- Espejo con soporte
- 2 Filtros y 2 Bombillos de repuesto
- Forro

### MICROSCOPIO BINOCULAR KONUS "CAMPUS 1000X"



#### CAMPUS 1000X

- 2 oculares WF 10X
- 360° de rotación y regulación de la distancia interpupilar.
- 4 Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X(S) y 100X (s-aceite)
- Final del movimiento que evita la ruptura de las muestras.
- Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- Condensador NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- Cubierta antipolvo
- Lámpara halógena 12V/12W, graduación de intensidad luminosa
- Ajuste micrométrico con perilla y escala.
- Ajuste macrométrico con perilla.

3 AÑOS DE GARANTIA