



MICROSCOPIO MONOCULAR PROCET SCIENTIFIC "AQUILA PSM-4"



3 AÑOS DE GARANTIA

- Ocular campo amplio WF 10X
- Rango de Magnificación 40X a 1000X
- Cabezote binocular con inclinación de 30°
- Longitud del tubo mecanico: 160mm
- 360° de rotación y distancia interpupilar de 55-75mm.
- 4 Objetivos acromáticos de 4X, 10X , 40X y 100X (s -aceite)
- Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- Estativo de 125 x 115 mm.
- Carro mecánico escala Vernier 60 x 30mm
- Condensador ABBE NA=1.20 Ajustable con diafragma de iris
- Iluminación halógena 6V/20W, graduación de intensidad de brillo.
- Ajuste micrométrico con perilla y escala.
- Ajuste macrométrico con perilla.
- Espejo con soporte
- Filtro y 1 Bombillo de repuesto
- Forro
- Peso Neto: 4Kg
- Dimensiones (incluyendo el cabezote): 260(L)X160 (W)X360mm(H)

Esta moderna serie de Bio-microscopios tiene una inclinación en su cabezote monocular de 30°, doble ajuste mecanico en la capa portaobjetos y longitud ajustable junto con la perilla de enfoque fina hace mas sencilla la operacion. Está tambien equipado con objetivos acromaticos de alta calidad, oculares campo amplio y el brillo ajustable de la lampara halogena lo cual garantiza la mejor imagen. Es excelente tanto en equipamiento como en su moderado precio. Es usado ampliamente para examinacion clinica, demostraciones de enseñanza, bacterioscopia y cistoscopia en Colegios y Universidades, establecimientos de salud y medicos, institutos de investigacion y departamentos de silvicultura y agricultura y muchos mas.