



## EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

### MICROSCOPIO MONOCULAR PROCET SCIENTIFIC "COLEGIAL"



#### COLEGIAL

- Cuerpo de microscopio escualizable
- Chasis Metálico con pintura horneable
- Oculares H5x, H10x y H16x
- Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40x(s)
- Platina lisa de 110mm x 120mm
- Pinzas porta muestra
- Enfoque macro y micrométrico en ambos lados del equipo
- Diafragma de iris
- Magnificación de 50x a 640x
- Espejo plano cóncavo
- Iluminador

3 AÑOS DE GARANTIA

### MICROSCOPIO MONOCULAR PROCET SCIENTIFIC "ORION"



#### ORION

- Cuerpo de microscopio escualizable
- Chasis Metálico con pintura horneable
- Oculares H5x, H10x y H16x
- Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, oil)
- Platina lisa de 110mm x 120mm
- Carro mecánico con desplazamiento bidireccional y escala vernier de 60 x 30mm
- Enfoque macro y micrométrico en ambos lados del equipo
- Condensador ABBE NA= 1.25
- Diafragma de iris
- Porta filtro y filtro
- Magnificación de 50x a 1600x
- Espejo plano cóncavo
- Iluminador 110 Voltios

3 AÑOS DE GARANTIA