



## EQUIPOS "PROCET SCIENTIFIC"

# MICROSCOPIO BINOCULAR CON CAMARA PROCET SCIENTIFIC "PROFESIONAL ADVANCET"

### PROFESIONAL CON CAMARA (PW-180M) DA1



3 AÑOS DE GARANTIA

- Oculares alto punto y campo amplio EW 10/20
- Rango de Magnificación 40X a 1600X
- Cabezote binocular con inclinación de 30º
- 360º de rotación y distancia interpupilar de 55-75mm.
- Objetivos de alto contraste de 4X, 10X , 40X y 100X (s-aceite)
- Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles.
- Estativo de 140 x 140 mm.
- Carro mecánico escala Vernier 75 x 75mm
- Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm
- Condensador NA=1.25 Abbe Ajustable con diafragma de iris y filtro, de piñon y cremallera de ajuste.
- Iluminación halógena lampara de 6V/20W, graduación de luminosidad ajustable
- Sistema de Camara Digital Incorporada, 1.3 Megapixeles Chip CMOS
- Ajuste de enfoque coaxial macro y micrometrico
- Salida de imagen: USB 2.0
- DN-2 micro-software de proceso de imagen.

